



תהליך השחזר באמצעות CEREC - *לא עוז* -



לפני תחילת הטיפול, אנו ממבצעים קליינית ובאמצעות צילומים, את הצורך בטיפול וקובעים את הטיפול המתאים.

לאחר סילוק עששת, או שחזור לקי, אנו יוצרים מראה תלת מימדי של השן באמצעות מצלמה מיוחדת.

השחזר מתוכנן באופן יירטואלי, באמצעות תוכנת המחשב המויהדת.

המחרטה יוצרת את השחזר על פי התוכנן והסירה הדיגיטלים שבוצעו בפה.

השחזר המוגמר מותאם ומודבק בפה.

- מיטבעים ומידות לשיניים
- שחזרים וכתרים זמינים
- זמן המתנה וטיפול מתמשכים
- מתקת שנייה טבעית



משמעותה של מערכת הסריקה והחריטה החדשה עבורך:

אין צורך במטבעים. באמצעות מצלמה קטנה, אנו מבצעים סריקה המעתיקת את פרטיו השן המשוקמת תוך מספר שניות. אין צורך בביצוע מיטבעים לא נعيימים.

אין צורך בכתרים זמינים. השחזרים נחרטים במרפאה, מתוך בלוק חרסינה מחזק, תוך מספר דקות וهم מוכנים מיד להדבקה. המשמעות היא, שאין צורך בשחזרים זמינים. נדרש פגישה אחת בלבד ואין יותר צורך להמתין כמה ימים עד להזרת השחזר מהמעבדה.

אין צורך בתקופת המתנה מתמשכת. כיוון שהשחזר מתבצע כולו מיידית במרפאה, נדרש פגישה אחת בלבד לתהליך כולו.

אין צורך בשימוש במתכת בשחזר. השחזר המבוצע, עשוי כולו חרסינה מחזקת בצדע השן, ללא מתכת שנייה אסתטית. הדיקוק והחזק הינם מירביים, והتوزעה היא, שחזר אסתטי ארוך טווח, שיעילותו הוכחה מחקירתן.

מהי מערכת CEREC?

המערכת כוללת מצלמה המעתיקת את השן ומחרצה המיצרת שיחזור מיידי במרפאה.

המערכת פותחה באוניברסיטת ציריך ונמצאת בשימוש מוצלח מזה 25 שנה. למעלה מ-8 מיליון מטופלים ו-20 מיליון שחזרים חרסינה בוצעו ברחבי העולם באמצעות מחרטים מצבייעים עלacr, ששרידות השחזרים באמצעות השיטה גבוהה, ואיכותם, אינה נופלת מהשחזרים בשיטות המסורתיות.

